


HemaBOX

Système de surveillance et gestion en temps réel
du dossier patient en néphrologie, dialyse et transplantation
www.hemabox.com

Patients et personnel médical : accompagner le diagnostic.



HemaBOX

Patients et personnel médical : accompagner le diagnostic.



Hemabox est le chaînon manquant entre le patient, le générateur de dialyse et le personnel soignant.

Dispositif à écran tactile, interfacé entre le générateur de dialyse et le logiciel Hemadialyse, Hemabox donne accès aux informations indispensables à la prise en charge d'une séance d'épuration extra-rénale.

Hemabox permet d'afficher, d'ajouter, de modifier et d'horodater l'administration de la prescription de la séance de dialyse.

Hemabox est une solution unique dans le monde de la dialyse.

Unique car simple à déployer.

Il est présent à chaque poste de dialyse au niveau du générateur. Sa compatibilité avec les principaux modèles de générateurs simplifie sa mise en fonction.

Unique car pro-actif dans son information. Directement interfacé avec le logiciel Hemadialyse, il permet de mettre à disposition du personnel soignant, toutes les données nécessaires à la séance de dialyse : consommables à utiliser, médicaments à administrer, type de dialyse à effectuer, etc.

Unique enfin car dynamique dans l'exploitation de l'information. Il est le point d'entrée des données saisies par le personnel pour le compte rendu de séance y compris les informations émises par le générateur de dialyse. Toutes les données recueillies sont reliées à la séance de dialyse. Elles sont consultables directement par Hemabox et Hemadialyse, ou au travers de logiciels d'exploitation statistique. Une seule saisie de données est nécessaire, la traçabilité est assurée.

Par son innovation Hemabox contribue à une qualité optimale du suivi médical du patient, et s'intègre parfaitement dans les recommandations de la Direction générale de l'offre de soins (DGOS)*.



Ce produit est un dispositif médical réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Indications : gestion des données des patients en insuffisance rénale chronique terminale (IRCT).

Consulter le manuel avant utilisation.

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES :

- Récupération automatique des tensions artérielles avant, pendant et en fin de séance si le générateur le permet
- Validation des dispositifs médicaux utilisés pour la séance
- Validation des traitements en séance et ajout d'un traitement ponctuel pendant ou après la fin de séance
- Saisie des événements indésirables
- Visualisation des bilans biologiques
- Saisie et enregistrement des valeurs de glycémie
- Visuel instantané de certaines variables du générateur (PV, UF...)
- Récupération UF, temps de dialyse...
- Récupération et archivage de données techniques du générateur sur la séance de dialyse
- Accès à une partie du dossier médical
- Utilisable dans le cadre de la télémédecine

* source : «Outils de sécurisation et d'auto-évaluation de l'administration des médicaments»

HAS - novembre 2011